

ETAPE 1 : Téléchargement de TeamViewer :


- Téléchargez **TeamViewer pour MAC**
(http://download.teamviewer.com/download/version_7x/TeamViewerQS.dmg)
- Enregistrez le fichier puis exécutez.
(Certaines configurations MAC nécessite d'autoriser « N'importe où » dans les « Préférences système » > menu « Sécurité et confidentialités » les installations de logiciels.)
(Ce programme permet à un technicien de Topaze d'intervenir en cas de problème.)


ETAPE 2 : Téléchargement des fichiers de connexion :

- Allez sur notre site www.topaze-maestro.com,
- En haut à droite : « Espace utilisateurs Topaze » 
- Tapez dans les champs suivants votre numéro de client et de Topaze contact inscrits sur le courrier que vous avez reçu :

×

Espace utilisateurs Topaze

 n° client Topaze

 n° Topaze Contact

OKAIDE

- Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le menu « Téléchargements » :

Bienvenue dans la base de connaissance et d'assistance des logiciels Topaze Maestro et Netissimo

Votre compteActualitésFAQ +ManuelsDidacticielsTéléchargements

RECHERCHER

- Cliquer ensuite sur la rubrique « Téléchargements Bconnect » :


Téléchargements Bconnect

Téléchargements pour utilisateur PC

Téléchargements pour utilisateur MAC

ETAPE 3 : installation des fichiers de connexion :

- Avant tout, télécharger le fichier Xquartz nécessaire à l'utilisation du lanceur Bconnect :

Pour connaître la version OS de votre MAC (vous pouvez la trouver en cliquant sur  « à propos de ce MAC »).

Allez sur l'icône téléchargements du DOCK
Cliquez sur le fichier XQuartz-2.7.11.dmg
Dans la fenêtre qui s'ouvre, double-cliquez sur XQuartz.pkg
Suivez les étapes d'installation

*Attention : au cours de l'installation, vous devrez spécifier le mot de passe de votre session MAC si vous en avez créé une.
(Certaines configurations MAC nécessitent d'autoriser « N'importe où » dans les « Préférences système » menu « Sécurité et confidentialités » les installations de logiciels.)*

Veillez impérativement arrêter votre session ou redémarrer votre MAC

- Téléchargez ensuite le lanceur Bconnect :

Téléchargements pour utilisateur MAC

Télécharger le fichier ci-dessous pour récupérer l'outil de prise en main à distance sur MAC.

[Télécharger TeamViewer pour Mac](#)

Si votre MAC a une version d'OS 10.7 ou supérieur, il vous est nécessaire de télécharger XQUARTZ. Dans ce cas, cliquer sur le lien ci-dessous.. Lorsque la fenêtre de téléchargement s'affiche, sélectionner enregistrer sous, puis choisir l'emplacement bureau. **Il faut ensuite redémarrer votre MAC afin de pouvoir lancer cette application.**

[Télécharger le fichier XQUARTZ](#)

Pour télécharger le fichier nécessaire à l'installation de Bconnect, cliquer sur le lien ci-dessous.. Lorsque la fenêtre de téléchargement s'affiche, sélectionner enregistrer sous, puis choisir l'emplacement bureau.

[Télécharger le lanceur Bconnect pour MAC](#)

- Allez sur l'icône téléchargements du DOCK
- Cliquez sur le fichier Bconnect que vous venez de télécharger
- Copier l'icône Topaze-Télévitale sur le bureau et fermer la fenêtre.

ETAPE 4 : Branchement du lecteur de cartes SESAM Vitale

- Raccordez votre lecteur à votre MAC
- Renseignez les informations demandées par votre lecteur lors de la mise sous tension (N° série/Date/Heure/Entête FSE)

Remarque : De préférence, branchez votre lecteur toujours sur le même port USB de votre ordinateur. Si plusieurs lecteurs sont utilisés, vous devez leur définir une entête FSE différente.

ETAPE 5 : Lancement de la connexion à Bconnect

Double cliquez sur l'icône Topaze-Télévitalé



Dans la fenêtre qui s'ouvre, renseignez les informations indiquées dans le courrier joint à votre commande :

- Nom du serveur,
- Votre identifiant,
- Mot de passe,



- Laisser le port COM proposé par défaut,
- Résolution : sélectionner la taille de la fenêtre qui vous convient le mieux.
- Cochez la case : Mémoriser les informations
- Cliquez sur : Se connecter

Double cliquez sur l'icône TOPAZE pour ouvrir votre logiciel

ETAPE 6 : Détection de votre lecteur de cartes

Si à l'ouverture du cabinet la fenêtre suivante s'ouvre :

- Cliquez sur le bouton "Détecter"
- Quand le lecteur est trouvé cliquez sur le bouton "Enregistrer" puis "Quitter"
- Avant de rentrer dans TOPAZE en cliquant sur le bouton « Valider », patientez quelques secondes, jusqu'à ce que le message "Les lecteurs SESAM sont présents ..." s'affiche.



ETAPE 7 : Paramétrage de TOPAZE

- Pour chaque TLA : Identifiez le lecteur ambulatoire (module TLA puis bouton « Identification »)
- Paramétrez le serveur POP correspondant à la boîte aux lettres de télétransmission utilisée (univers Paramétrage > Télétransmission > Connexion).
- Pour chaque praticien, synchronisez la CPS avec la fiche Praticien de TOPAZE (univers Fichiers > Praticiens puis bouton « Lecture carte » de la fiche Praticien et bouton « Mettre à jour »)
- Pour chaque praticien : Paramétrez la boîte aux lettres de télétransmission (bouton RSS de la fiche Praticien).
- Pour chaque praticien : Scanner la signature pour l'utilisation SCOR en mode dégradé.

Votre logiciel TOPAZE Télévitalle est prêt pour la télétransmission.

NB : Après avoir fermé Topaze Télévitalle, afin de quitter votre session Bconnect, cliquez sur le bouton « démarrer » de Windows, puis sur « fermer la session ».